



REGISTRO DE MANTENIMIENTO POR USUARIO

EQUIPO : ELISYS QUATTRO

MES: _____ AÑO: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MANTENIMIENTO DIARIO

AL INICIO DEL DIA

Verificar el líquido de sistema, rellenar si es necesario.																															
Reemplazar bolsa roja de descarte de puntas.																															
Verificar contenedor de desechos.																															
Comprobar nivel de botella de lavador 1 (Roja).																															
Verificar cabezal de lavado, si es necesario limpiar.																															
Verificar superficie del instrumento.																															
Encienda el equipo y luego el ordenador.																															
Verificar resultados del auto diagnóstico.																															

AL FINALIZAR EL DIA

Cerrar la lista de trabajo.																															
Cerrar el software de servicio PHOENIX.																															
Apague el ordenador y el analizador.																															
Retire racks de muestras y de reactivos.																															
Ejecutar rutina de mantenimiento eliminación de burbujas con alcohol isopropílico.																															
Limpie superficies del analizador con solución de limpieza desinfectante.																															
Lavar, y desinfectar el contenedor de desechos.																															
Ejecutar rutina Weekly Mantinance .																															
Coloque agua destilada nueva en el contenedor de líquido de sistema.																															
Limpie los racks de muestras y de reactivos.																															
Lavar las cuatro botellas internas del lavador y enjuagar con agua destilada.																															
Lavar y desinfectar la botella interna del lavador número 2 .																															
Lave el contenedor de líquido de sistema y enjuague con agua destilada/des ionizada.																															
Lavar y desinfectar el contenedor de desechos.																															
Limpie las portas placas.																															

FIRMA BACTERIOLOGA RESPONSABLE DEL AREA

SOMOS IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LA LÍNEA HUMAN EN COLOMBIA

Bogotá, D.C. Calle 106 No. 54 - 63 • PBX DIGITAL 518 50 06

E-mail: administracion@comprolab.com • <http://www.comprolab.com>